

Osienpesu ilman liuotinta ... ahtaisiin tiloihin



Bio Puhdistusaine

► ilman liuotinta


bio.x-osienpesulaitteen hyödyt

- Luonnollinen, biologinen puhdistusprosessi
- Ei liuottimia, ei VOC-yhdisteitä
- Puhdistusneste on syttymätöntä ja täysin vaaratonta
- Pesunesteen kuumennus 41 °C:seen takaa parhaan mahdollisen pesukykyyn
- Poikkeuksellisen kestävä
- Erinomainen pesukyky, joka ei heikkene ajan myötä
- Erityisiä varotoimenpiteitä ei tarvita
- Sisältää korroosionestoainetta


Poistoventtiili käytetyn nesteen poistoon.



Rei'itetty metallilevy suojaa työtasoa puhdistettaessa teräviä metalliesineitä (lisävaruste).



Vakaalla **alustalla** bio.x-pesulaitetta voidaan siirrellä helposti. Alustassa on riittävästi tilaa sekä pesulaitteelle että käyttäjälle (lisävaruste).



Puhdistusharjalla osia voidaan puhdistaa mekaanisesti.

Harjaa käytetään ergonomisen **hanan** avulla.

Laite on helppo kytkeä **päälle ja pois päältä** nappia painamalla..

Näyttö kertoo **nesteen minimimäärän**.

Suodatinyksikön uudelleenkäytettävä suodatin (suodatintarkkuus 250 µm) erottelee hienon kiintoaineen.

Kaksiseinäinen **pesuallas** antaa optimaalisen lämpöeristyksen.

Vakaa, ruostumaton **polyeteenijalusta** (PE).

Erikoisominaisuudet

- Tehokas tilankäyttöään
- Ergonominen ja käytettävä muotoilu
- Pieni energiankulutus tehokkaan läpisyöttölämmityksen ansiosta
- Maksimoitu työskentelytaso, jolla käyttäjä voi työskennellä esteettömästi
- Poistoventtiili käytetyn nesteen poistoon
- Erittäin helppo huollettava
- Helppo käyttää.

Tekniset tiedot

	bio.x B 200
Ulkomitat l x s x k	890 x 750 x 1155 mm
Käyttöpinta l x s	760 x 560 mm
Työpinnan korkeus	950 mm
Maksimikuormitus	100 kg
Nettopaino	45 kg
Nesteen optimimäärä	80 l
Nesteen minimimäärä	40 l
Syöttöteho	660 W
Kuumennus	Läpisyöttölämmitysvastus 600 W
Käyttölämpötila	41° C
Pumppu	n. 4 l/min

Lisätietoja:

IM Tekniikka Oy | Sorronkuja 4 | 04410 Järvenpää | FINLAND
tel. +358 9 2790 240 | fax. +358 9 2790 2422 | myynti@imtekniikka.fi
www.imtekniikka.fi